

2017年5月

お得意様各位

〒452-0805

名古屋市西区市場木町390番地

ミュキビジネスパーク四号館

株式会社メニワン

TEL:052-325-3823/FAX:052-325-3843

## メニワン眼内レンズ 80Vシリーズ一部欠品のご案内

拝啓 貴院ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

標記の件、メニワン眼内レンズ80VがB&L社の工場移転により、日本国内の許認可の関係上、旧工場製作分しか輸入できない状況です。現在、新工場での輸入許可申請に向けて準備を進めておりますが、国内輸入の認可を取得するには少々お時間をいただくことになります。

幸い80V-13、14につきましては若干の余裕がございますが、あいにく80V-12につきましては、すでに欠品しており、60V-12を代用品としてご案内させていただいております。

今後、80V-13、14が欠品になりそうな事態になりましたら改めてご案内致します。  
詳細につきましては別途営業担当者よりご説明をさせていただきます。また、欠品モデルをご注文いただいた際には、受注担当者より、60Vへの変更依頼をさせていただきます。

多大なご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。

敬具

2017年4月吉日

お得意先様 御中

〒452-0805

名古屋市西区市場木町90番地

株式会社メニワン

TEL：052-325-3823

FAX：052-325-3843

## 犬用眼内レンズ「80V」と「60V」の違いについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は、弊社製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、輸入元の工場移転に伴いメニわんVの輸入が出来なくなります。

そこで、現行製品（80V）の在庫確保を図りましたが、残念ながら一部製品での在庫確保が困難であることが判明し、急ぎ以前取り扱いをしておりました60Vを輸入し、移転後の工場からの製品輸入が出来るまでの在庫を確保いたしました。

80Vと60Vは下図のように後発白内障を抑制すると言われている「square edge」以外は同じデザインですので、60Vの挿入や囊内での安定は、これまでの80Vと遜色ございません。なお、60Vには「square edge」がありませんので、80Vの様に表裏を気にする必要はございません。


以上簡単ではございますがご説明といたします。

敬具


80V

60V

(80V-13の場合)



(60V-13の場合)



囊内に眼内レンズを挿入する際には、ノッチが○の位置にあることを確認して下さい。

後囊側に位置させる